

Karakterskala

Karakterskala til bedømmelse af bifamilier i avls- og forsøgsarbejdet

Karakterskalaen er udarbejdet i samarbejde med de danske dronningavlere. Karakterskalan er et vigtigt arbejdsredskab i bedømmelse af bifamilier i avlsarbejdet.

* Sværmtendens

- 5 Ingen bestiftede cellekopper.
- 4 Bestiftede cellekopper. Ingen sværmmhindrende indgreb foretaget. Ingen sværmning.
- 3 Bestiftede cellekopper. Et sværmmhindrende indgreb foretaget. Ingen sværmning.
- 2 Bestiftede cellekopper/fodrede dronningelarver. Sværmmhindrende indgreb foretaget en eller flere gange. Ingen sværmning.
- 1 Sværmning.

* Temperament

- 5 Stikker ikke. Kan håndteres uden brug af røg.
- 4 Stikker ikke ved brug af røg.
- 3 1 - 3 stik uprovokeret.
- 2 4 - 10 stik uprovokeret.
- 1 Aggressive. Stikker villigt.

* Tavlefasthed

- 5 Meget rolige. Bierne går roligt på tavlerne, selv ved provokering. Afrystes let. Flyver ikke op ved afrystning.
- 4 Rolige. Bierne lidt urolige på tavlerne (letter ikke, men flyver op ved afrystning).
- 3 Nervøse. Bierne løber på tavlerne og få bier letter uprovokeret.
- 2 Urolige. Bierne løber af tavlerne. Mange bier letter uprovokeret.
- 1 Meget urolige. Mange bier i luften.

Honningudbytte

Honningudbyttet angives i kg. i forhold til bigårdsgennemsnittet. Eksempelvis betyder 70/50 at bifamilien har givet 70 kg. honning i en bigård med et gennemsnit på 50 kg.

Årskarakter honningudbytte.

- 5. Mere end 50% over bigårdens gennemsnit
- 4. 10-50% over bigårdens gennemsnit
- 3. Bigårdens gennemsnit +/- 10%
- 2. 10-50% under bigårdens gennemsnit
- 1. Mere end 50% under bigårdens gennemsnit.

Årskarakterer.

Sværmtendens: Laveste karakter af minimum 3 bedømmelser.

Temperament: Gennemsnit af alle bedømmelser - minimum 4.

Tavlefasthed: Gennemsnit af alle bedømmelser - minimum 4.

Honningudbytte: Karakter = årskarakter

Nosema, udrensningstest, kalkyngel

*** Nosemaprøver**

5 Ingen sporer.

4 Meget svag infektion (0-0,5 mill. sporer pr. bi)

3 Svag infektion (0,5-2 mill. sporer pr. bi)

2 Middel infektion (2-5 mill. sporer pr. bi)

1 Stærk infektion (mere end 5 mill. sporer pr. bi)

Det anbefales at udtage 60 levende bier fra hver bifamilie som efter aflivning kan analyseres af Sandagergård v. Vejle.

*** Udrensningstest.**

Der fryses et stykke nyforseglet yngel i et døgn, og derefter sætte det tilbage i familierne ca. 2 døgn før bedømmelsen. Udrensningen bedømmes efter nedenstående karakterskala.

5 Renser helt ud. Alt udrenset.

4 Renser næsten helt ud. Næsten alt udrenset. Mere end 80 af 100 celler udrenset

3 Renser delvist ud. Mellem 20 og 80 af 100 celler udrenset.

2 Renser næsten ikke ud. Mindre end 20 af 100 celler udrenset.

1 Renser ikke ud.

Vurdering af forseglet droneyngel for forekomst af kalkyngel. Der bedømmes et stykke forsegle droneyngel for forekomst af kalkyngel. Hvis en del af ynglen ved bedømmelsen er bortrenset beskrives resultatet som % udrenset yngel. Hvis yngelen ikke er synlig angrebet af kalkyngel, og alle celler er normalt forseglet, gives bemærkningen: 0% udrenset.